

Derwent Innovations Index

En Derwent Innovations Index

- 1.- Realizar la búsqueda y desde la pantalla de visualización de resultados, marcar los registros deseados
- 2.- Ir a **Output Records**
- 3.- En el apartado **Step 1**, marcar la opción de registros que quiere exportar
- 4.- En el apartado **Step 2**, marcar los campos que se quieren guardar de cada registro
- 5.- En el apartado **Step 3, Save to other Reference Software**
- 6.- Salvar y Guardar el archivo en formato de texto.

En RefWorks

- 1.- Abrir RefWorks e ir a **Referencias – Importar**
- 2.- En **Filtro de importación/Fuente de datos** seleccionar “ISI (Institute for Scientific Information)”
- 3.- En **Base de datos** seleccionar “Derwent Innovations Index ”
- 4.- En **Importar referencias a** indicar la carpeta en la que se guardarán los registros
- 5.- En **Importar datos del siguiente archivo de texto** indicar el archivo de texto previamente guardado
- 6.- Clic en el botón **Importar**
- 7.- Las referencias se descargarán en RefWorks